

**BEAUTY LUX
TECHNOLOGY**

Cratus

CRATUS AMINCISSEMENT ET ANTI-ÂGE POUR UN CORPS TONIQUE ET MINCE

PLATEFORME MULTIFONCTION, MODULAIRE POUR LE VISAGE ET LE CORPS

Permet de traiter toutes les zones du corps et du visage (Visage, bras, ventre, poignées d'amour, fesses, intérieur et extérieur des cuisses, mollets et genoux) présentant un excès de graisse ou un relâchement cutané en utilisant trois méthodes complémentaires:

Le vacuum couplé à la radiofréquence:

L'aspiration par vacuum s'applique à la surface des tissus provoquant une stimulation de la circulation veineuse et lymphatique sous-jacente. La radiofréquence produit de la chaleur sous-cutanée, ce qui va stimuler les fibroblastes, lesquels vont fabriquer de nouvelles fibres d'élastine et de collagène.

La cavitation (ultrasons à basse fréquence):

Les ultrasons font vibrer les cellules graisseuses jusqu'à leur implosion, ce qui cause la libération des graisses qu'elles contiennent.

- ✓ Quatre transducteurs intégrés dans un seul applicateur
- ✓ Les transducteurs fonctionnent simultanément
- ✓ Chaque diamètre est équivalent à 4,3 cm, couvrant une surface totale de 58 cm²




Le drainage par aspiration couplé à la radio fréquence et l'énergie lipolaser:

- ✓ Le lipo laser de 650 Nm chauffe la peau et les tissus adipeux jusqu'à 13 mm de profondeur.
- ✓ La radio fréquence bipolaire (RF) chauffe la peau et les tissus adipeux de 5 à 15 mm de profondeur.
- ✓ La technique vacuum assure la précision de la distribution des énergies.
- ✓ Le palper-rouler active le drainage lymphatique et lutte contre la cellulite.

Résultats

- ✓ Perte de graisse continue pendant et après le traitement
- ✓ Peau raffermie, visiblement plus lisse
- ✓ Réduction jusqu'à 2,6cm en moyenne par séance
- ✓ Réduction rapide de la rétention d'eau
- ✓ Jambes légères, sensation de bien-être et vitalité



SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE	10" TFT touch en couleurs réelles
AFFICHAGE DU MANCHE	4.3" TFT couleur vraie
PRESSION D'ASPIRATION MAXIMALE (L)	200-780mmhg
PRESSION D'ASPIRATION MAXIMALE (M&S)	90-440mmhg
FRÉQUENCE RF	5mhz
LONGUEUR D'ONDE DU LASER LIPO	650nm
PUISSANCE DU LASER LIPO	20W
PUISSANCE RF	150W
MODE VACUUM	1 continu et 3 pulsations
MODE ROULANT	Rouler vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers le haut et vers le bas
GRANDEUR DU PRODUIT	163*76*36*cm
POIDS BRUT	46kg
DIMENSION DE L'EMBALLAGE	133*53*51cm

