

**BEAUTY LUX
TECHNOLOGY**

InShape
PLATINUM

HIFEM (CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE PULSÉ)

POUR RÉDUIRE LA MASSE GRAISSEUSE ET DÉVELOPPER LA MUSCULATURE

L'**InShape Platinum** génère une énergie électromagnétique focalisée de haute intensité nommée Hifem. Cette technologie délivre des impulsions électromagnétiques entraînant une contraction intense et involontaire des muscles ciblés.

C'est la seule méthode qui aide les patients à renforcer leurs muscles tout en remodelant leur corps. C'est comme une séance de sport intense.

Avec un traitement de **30 minutes**, vous pouvez contracter vos muscles plus de **30.000 fois**.


Des études cliniques ont montré qu'après traitement, on obtient une augmentation de **+13% à +16% de masse musculaire**.

Comme la contraction musculaire extrême nécessite un grand apport énergétique, les adipocytes (cellules graisseuses) adjacents aux muscles sont consommés, ce qui entraîne une apoptose naturelle et réduit efficacement l'épaisseur de la graisse.

Des études cliniques ont montré en moyenne une réduction de **-15% à -19% de masse graisseuse**.



✓ **GRAISSES**
✓ **MUSCLES**



Pourquoi Choisir InShape Platinum?

- ✓ C'est la seule méthode qui aide les patients à renforcer leurs muscles tout en remodelant leur corps. C'est comme une séance de sport intense et saine.
- ✓ Elle permet de remodeler, de gagner du muscle, de dissoudre la graisse, de modeler le corps. Elle ne nécessite aucun temps de récupération et aucune préparation avant/après le traitement.
- ✓ Basée sur une énergie électromagnétique concentrée de haute intensité. Une seule séance InShape Platinum génère des milliers de contractions musculaires puissantes, indispensables pour améliorer le tonus et la force musculaires.
- ✓ Elle agit en forçant le tissu musculaire à s'adapter à cette condition extrême par une contraction super maximale. Le tissu musculaire réagit alors en subissant une profonde transformation structurelle interne, qui se traduit par un développement des muscles et une élimination de graisses.
- ✓ Elle aide les patients à obtenir une silhouette plus mince et plus athlétique en diminuant la graisse abdominale.
- ✓ Le plan de traitement conseillé est de 20 à 30 minutes avec un minimum de 4 séances prévues à 2-3 jours d'intervalle.

Quelles sensations pendant la séance?

Vous pouvez ressentir de fortes contractions musculaires et sensations de chaleur dans la zone cible.

Les effets:

- ✓ Une amélioration de la tonicité et du galbe musculaire.
- ✓ Une réduction des graisses et raffermissement cutané.



Peut être utilisé pour le ventre, les fesses et les cuisses.
(2 pièces)



Peut être utilisé pour Cuisses, bras et jambes.
(2 pièces)



Peut être utilisé pour l'urologie, la gynécologie et la réparation post-partum.
(Optionnel)

SPÉCIFICATIONS

ONDE ELECTROMAGNETIQUE	0-7tesla
PUISSANCE TOTALE	4300w
FRÉQUENCE	F1: 1-10Hz F2: 1-100Hz
LARGEUR DE L'IMPULSION	300us
TENSION	110-220V 50-60/Hz
MODE SYSTEME	modèle-I (mode sport) modèle-II (mode doux) modèle-III (mode professionnel)
ÉCRAN	12.1 pouces
POIGNÉE DE TRAITEMENT	I-B1 , II-B2
DIMENSIONS DE LA MACHINE	50*58*128cm
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	82*58*122cm
POIDS NET	66kg
POIDS BRUT	105kg



4 POIGNÉES

Traite 4 zones en même temps

16% Average increase in muscle mass

19% Average fat reduction

**BEAUTY LUX
TECHNOLOGY**

+32 487 32 15 66
info@beautyluxtech.com
<https://www.beautyluxtech.com>

<https://www.beautyluxtech.com>